

# Neuro-stimulateur TENS ECO II



**Intensité réglable :** 0,5 à 100mA

**Courant de sortie :** 100mA

**Courant nominal :** 15mA

**Fréquence réglable :** 1 à 120 HZ

Appareil TENS Anti-Douleur utilise la technique de l'électrostimulation antalgique.

Traitement à domicile, en douceur, sans effet secondaire ni accoutumance, pour un spectre très étendu de vos pathologie.

12 Programmes pré-réglés ainsi que 12 programmes modifiables à paramétrer en fonction de vos besoins personnels spécifique

S'utilise avec des életrodes STIMEX

# Stimulateur Uro-Génital

## URO STIM II



**Intensité réglable :** 0,5 à 100mA  
**Fréquence réglable :** 1 à 120 HZ



Électrostimulateur traitement incontinence neuromusculaire.  
Traitement de l'incontinence urinaire (Hyperactivité vésicale),  
incontinence par impériosités, instabilité vésicale, incontinence  
d'effort, incontinence mixte, rétention urinaire, incontinence  
anale, rééducation périnéale, renforcement périnée, douleurs  
pelviennes, constipation.

À destination des professionnels de la santé comme des  
particuliers en usage à domicile.

